



酵素洗浄保存液
【コレクトケア】



こすり洗い用洗浄液
【コレクトジェルケアプラス】



2021年7月1日～製造中止
ポピドンヨード配合
酵素洗浄保存剤
【クリアデュ- O_2 セプト】



2021年7月1日～販売開始
ポピドンヨード配合
酵素洗浄保存剤
【クリアデュ- O_2 】



こすり洗い用洗浄液
【ミクロン】



こすり洗い用洗浄液
【シンプルオフケア】



こすり洗い用洗浄液
【オフアンドクリーン】



タンパク除去剤
【アクティバタブレット ミニ】



タンパク洗浄液
【コレクトクリーン】

【注意事項】

- ・ 使用方法については、各製品の取扱説明書及び表示事項等を必ずお読みください。
- ・ 弊社ではレンズの品質保持、安全にご使用いただくことを目的に適合性試験に合格したものを適合ケア用品としております。
- ・ ブレスオーコレクトの洗浄には水道水以外を使用しないでください。
- ・ レンズの破損・変質、健康被害等、適合ケア用品以外のレンズケア用品使用による、いかなる問題について弊社では責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・ ※クリアデュ- O_2 セプトを使用する場合、中和剤の入れ忘れにご注意ください。
(中和剤を使用しない場合、成分の沈着により、眼障害が発生するリスクがあります。)
- ・ クリアデュ- O_2 を使用する場合、ミネラルウォーターや井戸水は硬度が高いため使用できません。
- ・ コレクトクリーンを使用する際はコレクトクリーン専用のレンズケースをご使用ください。